


# DIABETESDAGBOKA

## Overføring av data fra gammel til ny iPhone

Hvis du bruker Diabetesdagboka på iPhone, og har kjøpt en ny telefon, så finnes det en importrutine der man benytter seg av epost for få overført dataene fra den gamle til den nye telefonen. Slik gjør du:

1. På den gamle telefonen åpner du Diabetesdagboka. Åpne menyen (de tre prikkene lengst oppe til høyre), gå inn i "Verktøy" og velg å Eksporter databasen med format CSV. Send den til deg selv.



2. På den nye telefonen åpner du din epost. Du ska nå ha fått en mail fra deg selv med data-filen. Åpne denne mailen, og klikk og hold fingeren på filen "Diabetesdagboka.csv". Hvis du bare klikker som vanlig, vil dataene vises som tekst, så pass på at du holder lenge nok.

Velg nå å «Åpne i Diabetesdagboka». Diabetesdagboka vil åpnes, og dataene importeres. Hvis du allerede har data i Diabetesdagboka på den nye telefonen, vil du få en forespørsel om å importere dataene, siden de gamle dataene vil slettes.

